

## Instructiekaart Desinfecteren met alcohol

### Vorbereiding

- Controleer
  - o of de werkbank vrij van spullen is
  - o of je geen ringen en handsieraden draagt
- Vul een emmer met schoon warm water
- Voeg afwasmiddel aan het water toe
- Doe de fles afwasmiddel dicht
- Doe handschoenen aan

### Bewerken

- Haal de spullen die je gaat reinigen uit elkaar (als dat kan)
- Maak het instrument (materiaal) of de losse onderdelen eerst schoon met het sopje van afwasmiddel
- Spoel het instrument of de losse onderdelen met lauw water af
- Besprenkel een tissue met alcohol 70%
- Pak het instrument of de losse onderdelen
- Wrijf de natte tissue over het instrument
- Leg het instrument op de juiste plek neer
- Doe de dop terug op de fles met alcohol
- Controleer of de dop goed dicht is
- Controleer of de instrumenten goed schoon zijn gemaakt  
*er mag geen vuil meer zichtbaar zijn*

### Opruimen

- Gooi het vuile water in de wasbak
- Was de emmer, droog af en berg op
- Gooi de handschoenen weg en was je handen



## VEILIGHEID

- Gebruik handschoenen bij het schoonmaken

